

Benvenuto in BY TEMPUR®

Grazie e congratulazioni per aver scelto BY TEMPUR®.

Dopo una giornata impegnativa, il tuo letto dovrebbe essere sempre il posto in cui vuoi tornare. Molto più del semplice memory foam, il nuovo materiale TEMPUR si adatta perfettamente al tuo corpo al punto da sembrare fatto proprio per te. Questa guida ti aiuterà a conoscere tutto quello che ti serve per prenderti cura del tuo materasso e per godere al meglio della magia TEMPUR.

Per Informazioni specifiche sui prodotti visita warranty.tempur.com.

Guida alla manutenzione dei prodotti BY TEMPUR®

Durante la consegna del materasso

Durante il trasporto, la fodera di un prodotto ingombrante come un materasso, può spostarsi dalla posizione originale. Dopo aver disimballato e posizionato il prodotto, attendi che il Materiale TEMPUR® si riscaldi alla temperatura dell'ambiente circostante. Adesso puoi semplicemente raddrizzare la cover nella corretta posizione.

Odore di nuovo

Alcuni clienti notano un leggero "odore di nuovo" quando ricevono e disimballano il nuovo prodotto by TEMPUR®. Si tratta di un odore completamente innocuo che scompare dopo un breve periodo di utilizzo. Per accelerare questo processo si consiglia di arieggiare la stanza dove si trova il prodotto.

Sulla schiuma di Materiale TEMPUR®

La schiuma di Materiale TEMPUR® è una superficie allevia-pressione, caratterizzata da una schiuma visco-elastica a cellule aperte che assorbe e distribuisce uniformemente il peso del corpo, a garanzia di un comfort ottimale. Essendo sensibile alla temperatura, si ammorbidisce e conforma alla forma e al peso del tuo corpo, per un supporto personalizzato. L'elevata densità del Materiale TEMPUR® assicura la massima stabilità e comfort. Il Materiale TEMPUR® reagisce al calore del corpo. La visco-elasticità del materiale assicura al prodotto by TEMPUR® di tornare alla forma originale dopo ogni compressione, impiegando un determinato lasso di tempo che è soggetto a variazioni. Questo lasso di tempo dipende dalle differenti temperature. Se la temperatura è più fredda (18 °C o meno) il prodotto si presenterà più rigido, viceversa in caso di temperatura più alta il Materiale TEMPUR® si presenterà più soffice.

Abituarsi al feeling

Se il tuo materasso precedente utilizzava materiali tradizionali come molle o imbottitura in lana, potresti impiegare più tempo per abituarti al nuovo feeling del prodotto BY TEMPUR®. Le esclusive proprietà di alleviamento della pressione della

schiuma di Materiale TEMPUR® possono richiedere un “tempo di rodaggio” più lungo prima che il corpo si abitui al nuovo comfort

Il period di rodaggio

MATERASSO ONE BY TEMPUR®

Più tempo spendi a letto e meglio è: puoi riposare, leggere o guardare la TV. I movimenti aiutano le cellule della schiuma di Materiale TEMPUR® ad aprirsi. Quando le cellule si aprono rispondono più rapidamente al peso e alla temperatura corporea e ritornano poi alla forma originale. Le prime volte che ti sdrai sul materasso BY TEMPUR® può sembrare più soffice ma in realtà non ci sono variazioni nelle proprietà di alleviamento della pressione

Nessun bisogno di ruotare il materasso

Ogni modello di materasso ha una stratificazione interna studiata per farti dormire solo sul lato superiore. Per prolungare la vita dei nostri prodotti, è necessario invertire periodicamente il materasso lato testa-piedi e minimizzare così l'impressione della forma del corpo negli strati di rivestimento.

Trasporto, stoccaggio, smaltimento

- Salvo diversa indicazione, i prodotti BY TEMPUR® non devono essere piegati o pressati in altra forma rispetto all'originale. Farlo può rappresentare un rischio: la schiuma di Materiale TEMPUR® potrebbe danneggiarsi o perdere le sue proprietà allevia-pressione.
- Grazie alle sue caratteristiche, la schiuma di Materiale TEMPUR® può essere leggermente compressa durante il trasporto o lo stoccaggio. Il prodotto tornerà alla forma originale dopo un breve periodo di esposizione alla temperatura della camera da letto.
- I prodotti BY TEMPUR® devono essere conservati nella loro forma originale.
- I Materassi BY TEMPUR® devono essere mantenuti in posizione orizzontale, nell'imballo originale.
- I prodotti BY TEMPUR® devono essere conservati in ambiente asciutto (massimo 65% di umidità relativa).
- Per lo smaltimento del prodotto usato, fare riferimento alle autorità locali del proprio paese

Simboli

I seguenti simboli sono utilizzati sul prodotto, sulla confezione o nel manuale.

 Produttore	 Data di produzione	 Numero Lotto	 Marchio CE come dispositivi medici classe I, in accordo con i requisiti del MDR (EU) 2017/745
 Dispositivo Medico (Medical Device)	 ↑UP Orientamento del prodotto stampato sulla schiuma del materasso	 Consulta le istruzioni per l'uso	 Evita fiamme libere
 Limite di umidità	 Mantenere asciutto		

Marchio CE

Molti dei prodotti BY TEMPUR® sono marcati CE e rientrano nella categoria dei Dispositivi Medici (classe 1) e rispondono ai requisiti del regolamento MDR (EU) 2017/745.

Per verificare che il prodotto da voi acquistato sia marcato CE, controllate l'etichetta con le istruzioni per il lavaggio oppure la confezione.

L'utilizzo previsto dei prodotti con marchio CE è quello di prevenire o ridurre il rischio di sviluppare ulcere da pressione negli adulti. Questo effetto è ottenuto grazie alle proprietà di redistribuzione della pressione della schiuma di materiale TEMPUR®. I prodotti con marchio CE sono destinati all'assistenza domiciliare. È importante che gli utenti immobilizzati vengano riposizionati regolarmente.

I materassi e i topper TEMPUR® marcati CE sono adatti per pesi fino a 150 kg.



In caso di grave incidente con il prodotto, il produttore e l'autorità competente nel paese di origine dell'utente devono essere informati.


Per segnalare un incidente al produttore, segnalare l'incidente come reclamo in garanzia seguendo le istruzioni specificate nella sezione "garanzia".

Istruzioni aggiuntive per l'uso

Avvertenze e precauzioni


I riferimenti seguenti verranno utilizzati per catturare la sua attenzione a possibili situazioni di pericolo. Si noti che la mancata osservanza di queste istruzioni può provocare lesioni gravi o danni al prodotto.


	AVVERTIMENTO	Essere consapevoli di una situazione pericolosa immediata, che può causare la morte o lesioni gravi, se non evitata
	ATTENZIONE	Essere consapevoli di una situazione pericolosa, che può causare lesioni lievi o moderate, se non evitata.
	IMPORTANTE	Essere consapevoli di una situazione pericolosa, che può causare danni al prodotto e / o ad altre proprietà, se non evitata.


 Avvertimento: Si prega di non lasciare neonati, bambini piccoli o anziani incustoditi sul materasso in quanto potrebbero avere difficoltà a girarsi.

 Avvertimento: È importante che gli utenti immobilizzati vengano riposizionati regolarmente.

Consigliamo vivamente di non fumare a letto o durante l'utilizzo dei prodotti.

 Avvertimento: Rischio di incendio: tenere i prodotti lontani da fiamme libere

 Attenzione: Non utilizzare coprimaterassi imbottiti con un materasso TEMPUR®, poiché possono ridurre le proprietà di redistribuzione della pressione. Per garantire un supporto ottimale, consigliamo di utilizzare un lenzuolo direttamente sul materasso.

 Attenzione: Si prega di notare che generalmente non consigliamo di utilizzare una coperta elettrica con un materasso TEMPUR®: il materasso funziona meglio con il naturale calore del corpo dell'occupante, si potrebbe non percepire il sostegno ottimale se si utilizza una coperta elettrica. Tuttavia, se l'utente comunque preferisce utilizzare una coperta elettrica o una borsa dell'acqua calda, consigliamo sempre di utilizzare un lenzuolo a protezione della lastra del Materiale TEMPUR®.

IMPORTANTE: Seguire sempre le istruzioni per l'uso della coperta elettrica fornite dal fornitore.

- IMPORTANTE: Se la borsa dell'acqua calda dovesse avere una perdita che bagna il materasso, questo invalida la garanzia sul materasso.

IMPORTANTE:

- I Materassi BY TEMPUR® devono sempre essere collocati su una base ventilata, per esempio una rete a doghe, per impedire all'umidità di accumularsi all'interno del materasso.
- Non usare il cuscino BY TEMPUR® con i capelli bagnati: il Materiale TEMPUR® potrebbe danneggiarsi.
- Non piegare o premere il prodotto in un'altra forma: questo può danneggiare il materiale.
- Non alterare o riparare il prodotto – questo invaliderà la garanzia.

Pulizia e manutenzione

- La maggior parte delle fodere può essere rimossa e lavata. Segui le istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta della fodera.

IMPORTANTE:

- Non lavare la schiuma di Materiale TEMPUR®.
- Non pulire a secco o a vapore la schiuma di Materiale TEMPUR®.

IMPORTANTE

- I prodotti BY TEMPUR® devono regolarmente arieggiare per evitare l'accumulo di umidità.

 **Attenzione:** Dopo aver lavato la fodera assicurati di riposizionarla secondo l'orientamento corretto.

Informazioni tecniche di prodotto

- I prodotti BY TEMPUR® sono disponibili in diverse dimensioni e in dimensioni personalizzate. Il peso del prodotto dipende dalle dimensioni del prodotto. Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta.
- Materiali costituenti - vedere l'etichetta del prodotto, che si trova all'interno del rivestimento in tessuto.

Standard di sicurezza antincendio

 **Avvertimento:** Rischio di incendio: tenere il prodotto lontano da fiamme libere

Prodotto BY TEMPUR®	Sicurezza antincendio
Materassi	EN 597-1 (Cigarette Test)
Materassi (versione ignifuga)	BS 7177 Low Hazard - (DS/EN 597-1 (cigarette)) DS/EN 597-2 (Match) BS 5852 (Crib V) on foam
Guanciali	EN/ISO 12952-1 (Cigarette test)
Guanciali (versione ignifuga)	(EN/ISO 12952-1 (Cigarette test)) EN/ISO 12952-2 (Match) BS 5852 (Crib V) on foam

Produttore



Dan-Foam ApS
Holmelund 43
5560 Aarup
Denmark

*Dan-Foam ApS is a subsidiary of TEMPUR-
Sealy International, Inc

